

# Technisches Datenblatt

## Technical Data Sheet

### MyClean<sup>®</sup> ni-touch blue PF



#### Produkt-

#### beschreibung:

Product Description:

Einmalhandschuh aus Nitril, blau, texturierte Fingerspitzen, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar.

Single-use gloves made of nitrile, finger textured, blue, non-sterile and powder-free. Can be worn on either hand.

#### Bemerkungen:

Remarks:

Geeignet für die häusliche Krankenpflege, Reinigungsarbeiten, für den häuslichen Bereich sowie zur Lebensmittelzubereitung.

Suitable for domestic nursing, cleaning work, for use in domestic area as well as food preparation.

#### Ausführungen:

Sizes:

#### MyClean<sup>®</sup> ni-touch blue PF, unsteril / non-sterile

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Colour		Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
Nitrilhandschuh/ Nitrile gloves	XS	blau/blue	●	100 Stk./ pcs.	76913	4046153121588	11330054	10
Nitrilhandschuh/ Nitrile gloves	S	blau/blue	●	100 Stk./ pcs.	76914	4046153121601	11330060	10
Nitrilhandschuh/ Nitrile gloves	M	blau/blue	●	100 Stk./ pcs.	76915	4046153121625	11330077	10
Nitrilhandschuh/ Nitrile gloves	L	blau/blue	●	100 Stk./ pcs.	76916	4046153121649	11330083	10
Nitrilhandschuh/ Nitrile gloves	XL	blau/blue	●	100 Stk./ pcs.	76917	4046153121663	11330108	10

#### Qualitätssicherung:

Quality Management:

EN 455-1

AQL 1,5

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level

Der Handschuh ist frei von Thiuramstoffen, Mercaptobenzothiazolen und Zink-2 Mercaptobenzothiazolen / The glove is free of Thiurame, Mercaptobenzothiazole and Zinc-2 Mercaptobenthiazole.

Die zur Herstellung verwendeten Akzeleratoren sind Zink-Dibutyl Dithiokarbamat (ZDBC) und Zink-Diethyl Dithiokarbamat (ZDEC) / The acceleratos use for production are Zinc-Dibutyl Dithiocarbamate (ZDBC) and Zinc-Diethyl Dithiocarbamate (ZDEC).

#### Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

#### Physikalische Eigenschaften:

Physical Parameters:

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand Thickness (single wall) in mm			Vor Alterung / Before Ageing	
			Schaft / Cuff	Hand / Palm	Finger / Finger	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
XS	240	76 ± 3	min. 0,04	0,07 ± 0,02	0,07 ± 0,02	min. 6 N	min. 500 %
S	240	84 ± 3	min. 0,04	0,07 ± 0,02	0,07 ± 0,02		
M	240	94 ± 3	min. 0,04	0,07 ± 0,02	0,07 ± 0,02	Nach Alterung / After Ageing	
L	240	105 ± 3	min. 0,04	0,07 ± 0,02	0,07 ± 0,02	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
XL	240	113 ± 3	min. 0,04	0,07 ± 0,02	0,07 ± 0,02	min. 6 N	min. 400 %

#### Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter [www.MaiMed.de](http://www.MaiMed.de)  
Further informations about the symbols on our homepage [www.MaiMed.de](http://www.MaiMed.de)



MaiMed GmbH  
Robert-Koch-Str. 1-7  
29643 Neuenkirchen - Germany

TD-MyClean-ni-touch-blue-PF-20160812