

### **NOBAMED Paul Danz AG**

### **MULLKOMPRESSE**

# Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Die unsterile Kompresse mit eingeschlagener Schnittkante wird aus Verbandmull gefertigt. Sie wird zur Wundversorgung und Wundabdeckung verwendet. Sie sind in einem sterilisierbaren Papierbeutel abgepackt. Die Kompressen müssen vor ihrer Verwendung auf offenen Wunden mit einem validierten Verfahren sterilisiert werden.

#### Verpackung

Primärverpackung: Papierbeutel

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

#### Lagerung

Trocken und staubfrei

### Zusammensetzung

Baumwolle

## Normative und gesetzliche Anforderungen

Die Mullkompresse ist ein Medizinprodukt nach MPG, Klasse I, Regel 4 und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG.

Der Verbandmull entspricht den Anforderungen der Norm DIN EN 14079 Typ 17.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Stand der Information: 22.09.2015 [REV 3]

ersetzt: 07.01.2014





