

## NOBAMED Paul Danz AG

## **NOBAKAWA®**

**REF** 101229

# Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Die transparente Kompresse (12 x 29cm) wird, nachdem sie im Kühlschrank oder Gefrierfach gekühlt wurde, zur Kältetherapie eingesetzt. Die Kompresse ist auch bei -18°C noch flexibel und passt sich damit den Körperkonturen an.

Sie kann im Wasserbad oder Mikrowelle (siehe Gebrauchsinformation) erwärmt werden und zur Wärmetherapie benutzt werden. Die Kompresse ist mit einer Einweg-Schutzhülle aus weißem Vliesstoff bezogen. Das Produkt kann wiederholt eingesetzt werden. Die Schutzhüllen sind separat erhältlich

### Zusammensetzung

Polyethylen-/Polyamid-Hülle, gefüllt mit Wasser, Propylenglykol, Carboxymethylcellulose, Isothiazolinon

# Normative und gesetzliche Anforderungen

NOBAKAWA® ist ein Medizinprodukt nach MPG, Klasse I, Regel 1 und erfüllt die Anforderungen der aktuellen Medizinprodukterichtlinie.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Stand der Information: 10.10.2017 [REV 5]

ersetzt: 22.09.2015 [REV 4]

### Verpackung

Primärverpackung: Schutzhülle aus

Vliesstoff

Sekundärverpackung: Karton aus

Zellulose

#### Lagerung

Es sind keine besonderen Lagerungsbedingungen zu beachten.

#### Hinweis

NOBAKAWA® enthält ein Gel auf Wasserbasis mit den Hauptbestandteilen Carboxymethylcellulose und Propylenglykol.

Bei Haut- oder Augenkontakt das Gel mit viel fließendem Wasser abspülen. Bei Verschlucken des Gels Mund gründlich mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken, ggf. Arzt hinzuziehen.



