

# FORMADES

## RAPID PUR WIPES



- » bakterizid (inkl. MRSA)
- » levurozid (C. albicans)
- » tuberkulozid
- » wirksam gegen Noroviren
- » nach Anbruch 3 Monate haltbar
- » streifenfreie Anwendung
- » besonders materialschonend
- » rückstandsfrei
- » parfümfrei

## DESINFEKTIONS TÜCHER

### Produktbeschreibung

Formades Rapid Pur Wipes sind gebrauchsfertige, vorgetränkte Tücher zur materialschonenden Schnelldesinfektion von empfindlichen Oberflächen.

Formades Rapid Pur Wipes eignen sich besonders für die Reinigung und Desinfektion von Displays und empfindlichen Oberflächen. Die Kombination von Tuch und Tränkflüssigkeit ist optimal aufeinander abgestimmt, so dass eine schonende und wirksame Desinfektion ermöglicht wird. Die Formades Rapid Pur Wipes lassen sich einzeln aus dem wiederver-schließbaren und besonders anwenderfreundlichen Flowpack entnehmen.

### Anwendungsbereiche

Gemäß Medizinproduktegesetz (MPG): Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen, nicht invasiven Medizinprodukten. Aufgrund der materialschonenden Eigenschaften auch geeignet für Displays, Tastaturen und Bedienfelder von empfindlichen medizinischen Geräten. Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Schnelldesinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und Flächen aller Art.

### Anwendung

Oberflächen mit Formades Rapid Pur Wipes abwischen. Hierbei auf vollständige Benetzung achten und Einwirkzeit einhalten. Nach Anbruch 3 Monate haltbar.

### Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten

		30 Sek.	1 min.	5 min.
Flächendesinfektion gem. VAH (bakterizid, levurozid, tuberkulozid)	hohe Belastung			x
	geringe Belastung		x	
wirksam gegen alle be- hüllten Viren inkl. HBV/HIV/HCV (begrenzt viruzid)	gem. RKI / DVV	x		
	gem. EN 14476	x		
Rotaviren	gem. EN 14476, geringe Belastung		x	
tuberkulozid (M. terrae)	gem. EN 14348, geringe Belastung	x		

### Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten als wirksamen Bestandteil: 45,0 g Ethanol.

### Lieferformen

15 Blatt (10,5 cm x 20 cm, 50 gr/m<sup>2</sup>, Airlaid, 100% Cellulose)  
pro Packung / 50 Packungen pro Karton

80 Blatt (22 cm x 20 cm, 48 gr/m<sup>2</sup>, Misch-Vlies)  
pro Packung / 12 Packungen pro Karton

### Besondere Hinweise

Entzündbarer Feststoff. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Dampf nicht einatmen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen

Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

### Produktstatus/ Listungen

Formades Rapid Pur Wipes sind registriert als Biozid-Produkt bei der BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) gem. Biozidgesetz: BAuA Reg. Nr.: N-68237 / N-68238. Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

### Gutachten

Prof. Dr. Schubert, Hygieniker, Frankfurt: Gutachten zur Flächendesinfektion gemäß VAH Richtlinien.  
Dr. Suhomel, Hygienikerin, Wien: Gutachten zur Flächendesinfektion gemäß VAH Richtlinien.  
Dr. Steinmann, Virologe, Bremen: Gutachten zur Vaccinia-Wirksamkeit  
Gutachten zur BVDV-Wirksamkeit.  
Prof. Dr. Werner, Hygieniker, Schwerin: Gutachten zur MNV-Wirksamkeit  
Gutachten zur Rota-Virus-Wirksamkeit.

### Umweltinformation

Die Produkte der care integral GmbH werden nach modernen, sicheren und umwelt- schonenden Verfahren hergestellt. Durch die Einhaltung hoher Qualitätsstandards wird eine gleichbleibende, sehr gute Produktqualität sichergestellt. Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



care integral  
Hanseatische Handelsgesellschaft

Vertrieb und Verkauf über:

care integral GmbH  
Pohnsdorfer Straße 3  
23611 Bad Schwartau

Tel.: 0451 / 29 22 080  
Fax: 0451 / 29 22 08 10  
[www.care-integral.de](http://www.care-integral.de)